





1.0	raccordement de la machine : ligne de raccordement de vidange evacuation flexible disposé dans la machine pour faire fonction de siphon, DN 22
1.1	Ecoulement (max. 300 mm à partir de hauteur de sol fini), DN 50
2.0	Branchement de la machine : alimentation en eau, G 3/4"
2.5	Eau froide 10°C, 20 DN, G 3/4 a Débit : total 4.3 l/min (avec une arrivée d'eau de 15 °C et 200 kPa / 2 bar de pression) conductivité électrique < 1000 µS/cm Pression d'écoulement minimale : 100 kPa / 1.0 bar avant l'électrovanne Pression maximale : 500 kPa / 5.0 baravant réducteur de pression l'électrovanne vanne d'arrêt et filtre fin ≤ 25 µm
3.0	Branchement de la machine : câble de raccordement électrique 5G 4.0mm²
3.1	arrivée électrique vers la machine : 3N PE 400V ~ 50Hz courant nominal / puissance nominale : 19.6 A / 12.4 kW Protection : 25 A ⚡ conduite de compensation de potentiel
6.0	Charge calorifique du bac de lavage
6.1	pour 6 cycles/h total 0.6 kW, sensible 0.4 kW, latente 0.2 kW
Conduites de raccordement à partir de la sortie de la machine1,4 m	
La position des tuyaux de connexions peut également être miroitée!	
Equipement de la machine	
Désinfection thermique	
(A) Hauteur de passage	
Conduite du prod. de rinç. et lance d'aspir. avec affichage de l'état vide (connecteur bleu)	
Conduite de détergent et lance d'aspir. avec affichage de l'état vide	
MODULE GiO (socle, 120 mm)	
A0-60	
Revêtement panneau arrière	
⚠	Veuillez observer les indications d'installation du documents supplémentaire MP_T-INFO-GIO_FR.pdf



		Révision			
 MEIKO SUISSE AG INDUSTRIESTR. 9 CH-8117 FÄLLANDEN TEL. +41 44 8062626 TELEFAX +41 44 8250640 E-MAIL: info@meiko-suisse.ch		Référence / Affaire TOPCLEAN PLAN NORMALISE / CHE		Modèle TOPCLEAN 60 M2 MODULE GIO SOCLE A0-60	
Ce schéma ne peut être ni porté à la connaissance de tiers ni copié sans notre accord, ni être utilisé à des fins concurrentielles. Tous droits réservés ! Sous réserve de modifications dues au progrès technique. Ce schéma a été créé automatiquement et n'est soumis ni à la procédure de contrôle et de validation ni au service de modification <u>Veuillez noter que :</u> ce document n'est valable qu'en lien avec les conditions définies dans la fiche complémentaire « remarques importantes » ! Cette fiche peut être demandée au fabricant ou téléchargée sur le Partnernet.		N° de plan S00088493		N° de dossier	
Echelle 1:25		dessiné: 11.08.2020 m-iplan		contrôlé: 11.08.2020 m-iplan	